

## RILEVAZIONE PRESSIONE ARTERIOSA

NOMINATIVO: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

Associazione \_\_\_\_\_ Istruttore (Nominativo) \_\_\_\_\_

LINEE GUIDA PER L'ESECUZIONE				
<b>RAPPORTO CON IL PAZIENTE</b>	Si presenta al paziente e gli spiega la manovra			
<b>PREPARAZIONE</b>	Scopre il braccio ed applica il bracciale al di sopra del gomito			
	Posiziona il fonendoscopio nella piega interna del gomito			
	Rileva il polso radiale sulla linea del pollice con le dita lunghe della mano			
<b>RILEVAZIONE PRESSIONE ARTERIOSA</b>	Gonfia il bracciale fino a quando scompare il polso radiale			
	Sgonfia lentamente il bracciale			
	Rileva l'inizio e l'aumento del tono dei battiti cardiaci (pressione massima)			
	Rileva il calo e l'assenza del tono dei battiti cardiaci (pressione minima)			
	Sgonfia completamente il bracciale e rimuove il manicotto			
	Annota il valore della pressione e lo comunica all'istruttore			

PUNTI DI FORZA:

\_\_\_\_\_

ASPETTI MIGLIORABILI:

\_\_\_\_\_

INDICAZIONI/SUGGERIMENTI:

\_\_\_\_\_