

## RAGNO e FERMACAPO (Manovra a DUE Soccorritori)

**NOMINATIVO:** \_\_\_\_\_ **Data:** \_\_\_\_\_

**Associazione** \_\_\_\_\_ **Istruttore** (Nominativo) \_\_\_\_\_

LINEE GUIDA PER L'ESECUZIONE	☹	☺	😊
1. Verifica la corretta posizione del paziente sulla tavola spinale e l'immobilizzazione della testa mantenuta da un soccorritore			
2. Appoggia il ragno sul corpo del paziente regolando la lunghezza della cinghia verticale			
3. Posiziona le cinghie a V all'altezza delle spalle			
4. Posiziona le cinghie sopra la caviglia			
5. Posiziona le cinghie a livello toracico sotto la linea mammaria			
6. Posiziona le cinghie sulle creste iliache			
7. Posiziona le cinghie sopra l'articolazione del ginocchio			
8. Tira le cinghie applicando trazione di eguale forza da entrambi i lati, mettendosi a cavalcioni della tavola spinale, facendo attenzione a eventuali problemi respiratori o addominali			
9. Posiziona i 2 cuscinetti fermacapo			
10. Posiziona i cinghioli sulla fronte e sul collare fissandoli ai lati in modo incrociato			
11. Fa sospendere l'immobilizzazione manuale del capo			
12. Solleva la spinale ai lati utilizzando le maniglie laterali			

**PUNTI DI FORZA:**  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**ASPETTI MIGLIORABILI:**  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**INDICAZIONI/SUGGERIMENTI:**  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_